

РУКОВОДСТВО
по применению бани водяной
лабораторной одноместной-1

LAB-OBORUDOVANIE.RU

НАЗНАЧЕНИЕ

Баня водяная лабораторная предназначена для подогрева колб различного диаметра при лабораторном анализе.

УСТРОЙСТВО

Баня водяная лабораторная состоит из корпуса, крышки, 4-х комфорок и электроплитки. Электрическая плитка служит для подогрева воды в бане, электрическая плитка включается в электросеть напряжением 220 В.

ПРИМЕНЕНИЕ

Корпус бани заполняется водой и становится на электрическую плитку. На одну из комфорок бани ставится колба нагрев которой осуществляется посредством пара воды, налитой в корпус бани и нагреваемой плиткой электрической.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- а) баня в сборе (без электроплитки) - 1 шт.
- б) электроплитка - 1 шт.
- в) руководство - 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Габаритные размеры без электроплитки, в мм:

длина - 265 ± 10

ширина - 205 ± 8

высота - 110 ± 8

2. Масса бани без электроплиток не более 0,8 кг.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода бани в эксплуатацию

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Баня соответствует настоящим техническим условиям и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Номер ОТК