

Технические данные

Штатив лабораторный, для фронтальных работ, ШФР

1. Область применения

Предназначен для установки и фиксации различных видов изделий при проведении экспериментов, таких как нагревание, титрование и др. Кольца могут быть использованы для установки воронок.

2. Комплектация

Прямоугольной формы основание, 3 металлических кольца, 2 лапки, стержень.

3. Используемый материал

№	Компонент	Материал
1	Прямоугольное основание	Чугун
2	Лапка (трехпалая)	Силумин
3	Кольцо	Силумин
4	Лапка с плоским зажимом	Силумин
5	Стержень	Холоднотянутая сталь круглого сечения

4. Размеры

Артикул	Комплектность	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
12005411	Прямоугольное основание	$310 \pm 2,0$	$195 \pm 2,0$	$21 \pm 2,0$
	Стержень	$600 \pm 2,0$	$\varnothing 12 \pm 0,5$	
12005422	Кольца	$200 \pm 5,0$	внут. $\varnothing 90 \pm 3,0$	
12005421		$190 \pm 5,0$	внут. $\varnothing 70 \pm 3,0$	
12005420		$180 \pm 5,0$	внут. $\varnothing 50 \pm 3,0$	
12005414	Лапка (трехпалая)	$200 \pm 5,0$		
12005416	Лапка с плоским зажимом	$180 \pm 5,0$		

5. Серия

Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке.

6. Условия хранения

Изделия должны храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре $\leq 40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $\leq 70\%$, в отсутствии паров, вызывающих коррозию.

7. Срок годности: 10 лет.